



親和性の高いデザインと 使いやすさの工夫


○家族みんなに好まれる、スタイリッシュ・デザイン
包み込まれるような癒し感のあるフォルムや、どの角度からみても
スタイリッシュなデザインは、リビングの中心に据えても家族全員
に愛用されるよう配慮しました。



○移動用キャスター
楽に移動できる
キャスター付きです。



○着脱式背パット・
座パット・枕
それぞれ簡単に取り外して
お手入れすることが可能です。



○電動リクライニング
背もたれと脚部のオットマンは、手元のリモコンで角度を
変えることができます。



●サイドテーブル AS-TS2Y (別売)
メーカー希望小売価格:8,400円(税抜:8,000円)
お飲物や新聞などを手元に
置くことができます。
JANコード:4951704595872

CYBER-Relax AS-3000

サイバーリラックス (マッサージチェアAS-3000)

寸法(約):(オットマン収納状態)
幅72×奥行122×高さ123 (cm)
(リクライニング時オットマン最上部)
幅72×奥行195×高さ70 (cm)
質量(約):75kg
リクライニング角度(約):120~170度
メーカー希望小売価格:オープン価格 ※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

電源:AC100V (50/60Hz)
定格時間:30分
消費電力:115W (50/60Hz)
医療用具許可番号:27BZ0878
JANコード:4951704164894

安全に関す
るご注意



●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※次の方は必ず医師と相談のうえご使用ください。●悪性腫瘍のある人●妊産婦や生理中の人●熱の高い人●急性疾患(疼痛性)のある人●骨粗しょう症の人●知覚障害の人
●心臓に障害のある人(特にペースメーカーなど体内植込型医用電子機器を使用している人)●貧血症の人●背骨に異常のある人や曲がっている人●医師の治療を受けている
人、特に身体に異常を感じている人●脚部に重度の血行障害のある人●皮膚疾患のある人●安静を必要とする人●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人

●ご使用にあたって
この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

●お求めは...

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒556-0005 本社:大阪市浪速区日本橋5丁目5番21号

(信賴のネットワーク) 札幌・帯広・仙台・青森・秋田・盛岡・山形・福島・高崎・
栃木・長野・新潟・土浦・東京・埼玉・千葉・神奈川・山梨・名古屋・静岡・三重・
岐阜・金沢・福井・大阪・奈良・神戸・京都・和歌山・広島・岡山・松江・鳥取・
山口・高松・徳島・松山・高知・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

※デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※この価格は、平成16年7月現在の消費税率を基に表示を行っています。
※本カタログの記載内容は、平成16年7月現在のものです。

FUJIIRYŌKI

心地良さの真実へ、 新たなる挑戦。

エアーとメカの複合マッサージチェア、さらに進化する。

CYBER-Relax AS-3000




あなたの体のことを考えました。 夢心地の世界へ、いらっしゃいませ。

あなたに最上の心地よさを感じていただくためには、どうしたらよいか?常にそこを起点に開発を進めてきました。
もみ玉とエアバッグでコリや疲労をしっかりとみほぐす[ソリューションマッサージ]。
そして業界初の新機能で、さらなる[総合施療]が可能となりました。
あなたを、夢心地の指定席へご招待いたします。

業界初! 新機能

けん 肩ぐうマッサージ

従来のエアバッグともみ玉での
マッサージにプラス、業界初の新機能
『肩ぐうマッサージ』を開発しました。
肩全体のマッサージポイントである
『肩ぐう』まわりを刺激することで、
首肩全体のコリや疲労を緩和します。



※2004年7月現在

独自機能

エア & メカ

ソリューションマッサージ

先端技術のエアとメカ、
面と点で複合的に刺激することにより、
[総合施療]が可能となります。

腰をメカでもみながら、
肩甲骨まわりを心地よく
エアマッサージ。



肩のコリをメカ(もみたき)で
ほぐしながら、同時に腰を
エアマッサージ。

時にはポイント刺激だけ、またはエアマッサージだけ。
そんなご希望にもお応えできます。

エア による マッサージ

エアバッグのソフトな面刺激で、
筋肉を押し上げるようにマッサージします。
全身がほぐれるような心地よさの中、
血行が促進され健康づくりに貢献します。

疲れのたまりやすい足を、エアで刺激!
血行を促進させ、疲れをほぐします。

新機能 足裏エアーマッサージ

エアバッグの増加、
5段階の強弱調整でより細やかに。

24個のエアバッグ&強弱5段階

同時エアーマッサージで、効率アップ!

独自機能 脚同時 エアポンプのパワーを高めるこ
とで、2カ所の同時エアーマッ
サージが可能になりました。例えば、腰と脚、あるいは背中と脚を同時
に選択することで、より効果的なマッサージをお楽しみいただけます。

エアのパワーをより強力に!

大容量エア
コンプレッサー搭載 **パワフル&スムースマッサージ**



コンプレッサー

メカ による マッサージ

肩や背筋などのコリの激しい部分には、
もみ玉による点刺激で効果的にマッサージを行います。
多彩で立体的なもみ技で、コリをほぐします。

人それぞれ、その時々の中身のラインを検出!

体型
センサー

3Dポイントナビシステム

独自機能



手技に迫る多彩なもみ技を実現!

3Dモードマッサージ

独自機能



気になるメカ・モーター作動音を大幅軽減!

**当社比
20%の
静音化を
実現**



その時の気になる部位と、
体調によりお好みのコースが選べます。

自動コース(充実の10コース)

3つのコース

全身
首肩
腰

3つのモード

疲労回復
激しいコリと疲れをしっかりとみほぐします。
リフレッシュ
毎日の疲れやコリをゆったりともみほぐします。
やすらぎ
やさしい刺激でソフトに疲れをほぐします。

上記9コース(約15分)に加え、
[短縮コース](約7分)も選べます。

その他、細かい調節のできる
マニュアル操作も可能です。



上半身の“もみどころ”を、 エアーとメカで 効果的にマッサージ。 その心地よさに浸ってください。

業界初の新機能を取り入れ、気になる部位に、
より多彩なもみ技を実現しました。
経験したことのない、
新しい心地よさをご体感ください。




業界初の新機能で、肩まわりをもみほぐす！

業界初！ 新機能 けん 肩ぐうマッサージ

従来のエアーバッグともみ玉での複合的マッサージにプラス、
肩全体のマッサージポイントである『肩ぐう』まわりを
刺激することで、首肩全体のコリや疲労を緩和します。

【肩ぐうマッサージ】の目的とは？

頻繁に動かしている手と肩に比べ、固定して
いる肩口から背中にかけては疲労物質が溜
まりやすく、特に肩口にコリや疲れが現れて
きます。『肩ぐう』まわりのポイントを両側から
包み、肩口から肩甲骨までを幅広くマッサー
ジすることは、肩のみならず上半身全体のコ
リや疲れに効果的であると言われています。




独自機能を
ぜひ
お試しください！

手技に迫る多彩なもみ技を実現！

独自機能

3Dモードマッサージ

手だけでなく腕全体の動きを取り入れました。
さざなみ、たたき、もみ上げ、もみ下げなどの
基本機能に、さらに前後の動きを加えた多彩
で立体的なもみ技は、
まさにプロのハンドマッサージ感覚です。



ストレッチ複合

いったん押し上げてゆっ
くりおろす手押し感覚ス
トレッチに、3Dモード機
能を利用して、もみ、たた
き、さざなみが同時に行
える複合機能。



効能効果 疲労回復・血行促進・筋肉の疲れをとる・
筋肉のコリをほぐす・神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

エアーとメカの相乗作用で、体の表面から奥に向かってもみほぐす！

509種類のマッサージ

メカ基本50種類、エアー基本9種類、
メカ×エアー → 450種類、合計509種類

エアーマッサージ、もみ、たたき、ストレッチ、指圧などの基本性能にもみ玉の前後の動きを加えた
3Dモード、背筋を伸ばすように押すローリングを組み合わせて、なんと509種類ものマッサージを可能にします。

多彩で
飽きのこない
もみ技が
自慢です！

深もみ (もみ上げ)



激しいコリや全身疲労時に。
下から上へ、肩に向かって深
くもみほぐします。

深もみ (もみ下げ)




激しいコリや全身疲労時に。
上から下へ、体の芯に向か
って深くもみほぐします。

さすり



手のひらでやさしくさするよ
うにマッサージ。ゆったりと身
体をほぐします。

指圧



圧迫と弛緩の繰り返しで
血行を促進します。

ストレッチ




押し上げ、引き下げる手押し
の感覚でコリをほぐします。

さざなみ



たたきながらむ細かな動き
で疲労をやわらげ、血行を促
進します。

もみ上げ




下から上へ、筋肉のコリを
じっくりもみほぐします。

もみ下げ




上から下へもみ下ろして
筋肉の疲労をやわらげます。

たたき



もみ玉のリズミカルな連打で
筋肉の疲れをとります。

背筋のばし (全体・部分)



背筋をのばすように
ローリングします。

下半身の血行を促進させる技術の数々。 疲れをほぐして健康的に。

血流が滞り、疲れのたまりやすい下半身を、
圧迫する、挟み込む、引っ張る。
その部位に適した方法で、
足元からあなたの健康をサポートします。



心臓から遠い脚は血流が滞りやすく、むくみがちです。
14個のエアーバッグでふくらはぎから足裏までを、
手で包み込むように、時には引き伸ばすように
マッサージし、血液の循環を促します。

血流の滞りやすい脚を、足裏からもみほぐす!

新機能

足裏エアーマッサージ


脚が持ち上がらないよう固定させ、多くのマッサージポイントの集中する足裏を刺激します。一日の疲れがたまりやすい足をもみほぐし、血行を促進させます。



膝にもストレッチが必要です!

新機能

New フットストレッチ




座面のエアーバッグでもも押し上げながら、脚をつかんでゆっくりと下げることで膝と下半身をストレッチ。膝関節を優しく伸ばす感覚でマッサージし、むくみがちな脚の血行を促進させます。

脚にたまっている血液に、効果的に作用!

ふくらはぎマッサージ

ふくらはぎの下部→上部の順で、圧迫と開放を繰り返すマッサージをします。この乳搾りのような刺激で、たまりがちな下半身の血液を心臓に戻す脚の大切な役割である、ミルキング作用を高めます。



疲れの潜んでいる、忘れがちな部分をもみほぐす!

エアーによる持ち上げるようなソフトな面刺激で、臀部からも裏の筋肉をほぐし、足の付け根の血行を促進します。



心地よいバイブレーションが、疲れをほぐす!

独自機能

座面バイブ

座面にバイブレーター機能を搭載しました。継続的で心地よい振動が、エアーマッサージと同時に味わえ、血行を促進して筋肉の疲れをほぐします。



新型リモコン

いろいろな情報が画面にわかりやすく表示されます。

フタを開けるとマニュアル操作、閉じるとシンプルな自動コース操作と分けて使いやすくしました。


エアーマッサージ
選択ボタン

肩ぐうマッサージ (強弱5段階)

リズムモード

マッサージ師のような手もみ感覚が味わえるリズムモード。エアーによるくもみ2回+強もみ1回を2回セットで、最後は加圧保持をしてから除圧します。この人間味あふれる刺激で、血行を促進します。

リズムモード



見やすい液晶画面

自動コース
充実の10コースを自由に選択

強さ調節
体調に合わせて強弱5段階から選択可能

リピート機能
ボタンを押すと、現在の動作を繰り返す

リクライニングの角度調節

オットマンの角度調節



フタを開ける

マニュアル操作パネル

新技術が
こんなに
使いやすい!

メカの強さ調節

エアーマッサージ
選択ボタン

エアーの強さ調節

リズムモード